


Anticorpo Policlonale Anti-Tsc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92574

Numero articolo: CM0014066



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TSC1 (Hamartin) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla via mTOR e l'analisi dei soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSC1 Rabbit pAb
Note/Alias	LAM; TSC; TSC1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7248
GeneID	7248
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 del TSC1 umano (NP_000359.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92574
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio