


Anticorpo Policlonale Anti-Tsc2 Coniglio Per If/Icc, Elisa - P49815

Numero articolo: CM0021027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla tuberina (TSC2), regolatore di mTORC1, validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare il rilevamento dei nutrienti, la crescita cellulare e il complesso della sclerosi tuberosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSC2 Coniglio pAb
Note/Alias	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7249
GeneID	7249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1531-1807 di TSC2 (NP_000539.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio