


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tsc2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49815

Numero articolo: CM0015183



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al TSC2 umano (tuberina), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il TSC2 in campioni umani, di topo e di ratto, adatto per studi sulla segnalazione mTORC1 e sulla sclerosi tuberosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSC2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7249
GeneID	7249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1160-1255 del TSC2 umano (NP_000539.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49815
Peso proteico	201kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio