


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tsc2 (Tuberina) Per Wb, Ip, Elisa - P49815

Numero articolo: CM0003082



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la TSC2 umana (tuberina). Validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con l'umano. PM ~201 kDa. Adatto per la ricerca sulla segnalazione mTOR/TSC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TSC2
Osservazioni/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7249
GeneID	7249
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1700-1807 della Tuberina umana (P49815).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P49815
Peso proteico	201kDa
Spedizione	Sacca refrigerante