

Anticorpo Policlonale Anti-Tsc22D3 Per If/Icc, Elisa - Q99576

Numero articolo: CM0024611

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TSC22D3 (GILZ) umano, adatto per IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi, infiammazione e segnalazione dei glucocorticoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSC22D3 Rabbit pAb
Note / Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Specie	Umana
GeneID (umano)	1831
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TSC22D3 umano (NP_004080.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q99576
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio