

Anticorpo Policlonale Anti-Tsc22D3 Per Wb, Elisa - Q99576

Numero articolo: CM0029722

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al TSC22D3 umano (GILZ, DSIPI). Testato in WB e ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi, dell'infiammazione e della segnalazione dei glucocorticoidi. Affidabile per lo sviluppo di materie prime per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSC22D3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1831
GeneID	1831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 58-134 del TSC22D3 umano (NP_004080.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q99576
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio