

Anticorpo Policlonale Anti-Tsen2 Per Wb, Elisa - Q8Nce0

Numero articolo: CM0029700



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TSEN2 umano (sottounità Sen2 dell'endonucleasi di splicing del tRNA). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul processamento dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSEN2 Rabbit pAb
Note/Alias	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80746
ID Gene	80746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di TSEN2 umano (NP_079541.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NCE0
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio