

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tsen54 Per Wb, Elisa - Q7Z6J9

Numero articolo: CM0017065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TSEN54, una subunità dell'endonucleasi per lo splicing dell'RNA coinvolta nella processazione degli RNA e nella neurodegenerazione. Convalidato per WB e ELISA; presenta reazione crociata con campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSEN54 Rabbit pAb
Note / Alias	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	283989
GeneID	283989
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della TSEN54 umana (NP_997229.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z6J9
Peso proteico	59 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio