


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tsfm Per Wb, If/Icc, Elisa - P43897

Numero articolo: CM0012838



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TSFM umano (fattore Ts di allungamento mitocondriale). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSFM Rabbit pAb
Note/alias	EFTS; EFTSMT; TSFM
Specie	Umana
ID del gene (umano)	10102
ID del gene	10102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-346 di TSFM umano (NP_001166167.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P43897
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante