

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tsg101/Vps23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Numero articolo: CM0024057



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TSG101/VPS23 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA, con reattività incrociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul complesso ESCRT-I, esosomi e gemmazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSG101/VPS23 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7251
GeneID	7251
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 291-390 di TSG101/VPS23 umano (NP_006283.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q99816
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio