

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tsg101/Vps23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Numero articolo: CM0019779



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TSG101/VPS23 (subunità ESCRT-I). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul traffico endosomiale, il budding virale e gli esosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSG101/VPS23 Rabbit pAb
Note/Alias	TSG10; VPS23; TSG101/VPS23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7251
GeneID	7251
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 291-390 di TSG101/VPS23 umano (NP_006283.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99816
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio