

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tshb Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01222

Numero articolo: CM0026041



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TSHB validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva TSH-beta umano e murino, ~16 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo tiroideo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSHB Rabbit pAb
Note/Alias	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Specie	Umana
GenelD (Umano)	7252
GenelD	7252
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-138 della TSHB umana (NP_000540.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P01222
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio