

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tshb Per Wb, Elisa - P01222

Numero articolo: CM0015625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il TSHB umano (TSH-beta), adatto per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sugli ormoni tiroidei e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb TSHB di coniglio
Note/Alias	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7252
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 50 e il C-terminale del TSHB umano (NP_000540.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01222
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante