

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tshr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16473

Numero articolo: CM0028019



introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio TSHR di CamelBio rileva il TSHR umano, murino e di ratto per western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione degli ormoni tiroidei e sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TSHR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7253
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-253 del TSHR umano (NP_001018046.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16473
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio