


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tshz3 Per Wb, Elisa - Q63Hk5

Numero articolo: CM0023087



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TSHZ3 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina TSHZ3 umana e murina, un regolatore trascrizionale essenziale per lo sviluppo neurologico e la formazione della muscolatura liscia dell'uretere. Adatto per studi di neuroscienze e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSHZ3 Rabbit pAb
Note/alias	TSH3; ZNF537; TSHZ3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	57616
GeneID	57616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 791-890 di TSHZ3 umano (NP_065907.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q63HK5
Peso della proteina	119 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante