


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tslp Per Wb, If/Icc Ed Elisa - Q969D9

Numero articolo: CM0018588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TSLP umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con le proteine di topo e ratto. Utile per lo studio della maturazione delle cellule dendritiche mediata dal TSLP e dell'infiammazione allergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSLP Rabbit pAb
Note/Alias	TSLP
Specie	Uomo
GeneID	85480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-159 del TSLP umano (NP_149024.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q969D9
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante