

Anticorpo Policlonale Anti-Tspan18 Per Wb, Elisa - Q80Wr1

Numero articolo: CM0024013

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Tspan18 di topo, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA, validato per la reattività in topo e ratto. Tspan18 regola la localizzazione di ORAI1 e la segnalazione del Ca²⁺.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Tspan18 Rabbit pAb
Note/Alias	6720430015; 2610042G18Rik; Tspan18
Specie	Topo
GeneID	241556
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 149-248 del Tspan18 di topo (NP_899003.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q80WR1
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio