

Anticorpo Policlonale Anti-Tspan31 Per Wb, Elisa - Q12999

Numero articolo: CM0015655

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce TSPAN31 umano (SAS), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca su proteine di membrana, studi sul cancro e sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSPAN31 Rabbit pAb
Note/Alias	SAS; TSPAN31
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6302
GeneID	6302
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 95-175 di TSPAN31 umano (NP_005972.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12999
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio