

Anticorpo Policlonale Anti-Tspan33 Per Wb, Elisa - Q86Uf1

Numero articolo: CM0029712

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TSPAN33 convalidato per WB e ELISA. Riconosce TSPAN33 di uomo, topo e ratto. Immunogeno peptide sintetico rivolto all'estremità C-terminale. Ideale per studi su eritropoiesi e interazione con ADAM10.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSPAN33 Rabbit pAb
Note/Alias	PEN; PEN.; TSPAN-33; TSPAN33
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	340348
ID gene	340348
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 200 e l'estremità C-terminale di TSPAN33 umano (NP_848657.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q86UF1
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio