

Anti-Corpo Policlonale Rabbit Contro Tspan4/Nag-2 Per Wb, Elisa - O14817

Numero articolo: CM0017471

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità che bersaglia TSPAN4/NAG-2 umano (conosciuto anche come NAG2, TM4SF7). Validato per WB e ELISA, con reattività crociata in topo e ratto. Ideale per lo studio dei microdomini di membrana mediati da tetraspanine e della biologia dei migrasomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	TSPAN4/NAG-2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7106
GeneID	7106
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di TSPAN4/NAG-2 umano (NP_003262.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14817
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio