

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tspan7 Per Wb, If-P, Elisa - P41732

Numero articolo: CM0026188

introduzione

TSPAN7 Rabbit pAb (anticorpi policlonali) convalidato per WB, IF-P, ELISA. Rileva il TSPAN7 umano (28 kDa) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sulla proliferazione cellulare e sulle patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSPAN7 Rabbit pAb
Note/Alias	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
Specie	Umana
GenelD	7102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-240 del TSPAN7 umano (NP_004606.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P41732
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco