

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tspan8 Per Wb, Elisa - P19075

Numero articolo: CM0014043

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TSPAN8 di alta qualità per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia delle tetraspanine, migrazione cellulare e barriera intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TSPAN8
Note/Alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7103
ID Gene	7103
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-200 di TSPAN8 umano (NP_004607.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P19075
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio