

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tspan8 Per Wb, Elisa - P19075

Numero articolo: CM0013717

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TSPAN8 validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con proteine umane, murine e di ratto. Ha come bersaglio la tetraspanina-8, coinvolta nella segnalazione cellulare, nella migrazione e nella progressione tumorale. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSPAN8 Rabbit pAb
Note/alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7103
GeneID	7103
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-200 della TSPAN8 umana (NP_004607.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P19075
Peso della proteina	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio