

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tspo Per Wb, If/Icc, Elisa - P30536

Numero articolo: CM0022287

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TSPO umano (PBR), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Rileva la proteina traslocatrice mitocondriale da 19 kDa coinvolta nel trasporto del colesterolo e nella sintesi degli steroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PBR/TSPO Rabbit pAb
Note/Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSP01; PBR/TSPO
Specie	Umana
GeneID (Umano)	706
GeneID	706
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-50 della PBR/PBR/TSPO umana (NP_000705.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P30536
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio