

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tspy3 Per Wb E Elisa - P0Cv98

Numero articolo: CM0019444

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TSPY3 validato per WB e ELISA. Rileva la TSPY3 umana, presenta reattività crociata con ratto. Per la ricerca sulla differenziazione e proliferazione degli spermatozoi - P0CV98

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSPY3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	728137
GenelD	728137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi da 1 a 308 della TSPY3 umana (NP_001071165.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P0CV98
Peso molecolare proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio