

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tspxl2 Per Wb Ed Elisa - Q9H2G4

Numero articolo: CM0013036

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TSPYL2 umano (proteina 2 simile a quella codificata dal cromosoma Y specifico del testicolo), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con TSPYL2 di topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale, della dinamica della cromatina e del controllo del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TSPYL2 Rabbit pAb
Note/Alias	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
Specie	Umano
ID genico (umano)	64061
ID genico	64061
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-460 di TSPYL2 umano (NP_071400.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H2G4
Peso della proteina	79 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante