

Anticorpo Policlonale Anti-Tssk3 Per Wb, Elisa - Q96Pn8

Numero articolo: CM0031086

introduzione

Anticorpo TSSK3 Rabbit pAb validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Mira alla chinasi serina/treonina specifica del testicolo 3, essenziale per lo sviluppo degli spermatozoi e la fertilità maschile. Ideale per la ricerca in biologia della riproduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSSK3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TSSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	81629
GeneID	81629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-268 di TSSK3 umano (NP_443073.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96PN8
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio