

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tssk4 Per Wb E Elisa - Q6Sa08

Numero articolo: CM0030735

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TSSK4 umano, validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. La serina/treonina chinasi ~37 kDa specifica del testicolo è implicata nella spermatogenesi e nella segnalazione Cre/Creb. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TSSK4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	283629
ID gene	283629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 79-328 di TSSK4 umano (NP_777604.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q6SA08
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio