


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ttbk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Iq55

Numero articolo: CM0026825



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TTBK2 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Ha reazione crociata con il ratto. Il bersaglio è la tau-tubulina chinasi 2, un regolatore della ciliogenesi e della fosforilazione della tau. Adatto per la ricerca su neurodegenerazione e ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTBK2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TTBK; SCA11; TTBK2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	146057
ID gene	146057
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1185-1244 di TTBK2 umano (NP_775771.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q6IQ55
Peso proteico	137kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio