


Anticorpo Policlonale Anti-Ttc11/Fis1 Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y3D6

Numero articolo: CM0026400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TTC11/FIS1, adatto per WB, IP, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica mitocondriale, la scissione perossisomiale e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTC11/FIS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51024
GeneID	51024
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 di TTC11/FIS1 umano (NP_057152.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3D6
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio