

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ttc3 Per Wb, Elisa - P53804

Numero articolo: CM0012958

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'E3 ubiquitina-proteina ligasi TTC3. Convalidato per WB e ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sull'ubiquitinazione, la segnalazione di Akt e la differenziazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTC3 Rabbit pAb
Note/Alias	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7267
GeneID	7267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1400-1700 della TTC3 umana (NP_003307.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P53804
Peso proteico	230kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio