

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ttc7A Per Wb, Elisa - Q9ULT0

Numero articolo: CM0023069

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TTC7A umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il ratto. Ideale per la ricerca sulla localizzazione della PI4K nella membrana plasmatica e sulla sintesi del fosfatidilinositolo 4-fosfato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	TTC7A Rabbit pAb
Note/alias	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
Specie	Umano
GeneID	57217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TTC7A umano (NP_001275880.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q9ULT0
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante