

Anticorpo Monoclonale Anti-Ttf-1 Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

Numero articolo: CM0009927

introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-TTF-1 di coniglio validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Mira a NKX2-1, un fattore di trascrizione tiroideo cruciale per lo sviluppo polmonare e tiroideo. Ideale per la ricerca sul cancro e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale TTF-1 di coniglio
Osservazioni/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7080
GeneID	7080
Immunogeno	Peptide Sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di NKX2-1 umano (P43699).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43699
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio