

Anticorpo Policlonale Anti-Ttf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uny4

Numero articolo: CM0029835

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TTF2 umano, un fattore di terminazione della trascrizione coinvolto nella rimozione della RNA polimerasi II. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, supporta la ricerca sulla regolazione genica e sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TTF2 Rabbit pAb
Note/Alias	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8458
GeneID	8458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 del TTF2 umano (NP_003585.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UNY4
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio