

Anticorpo Policlonale Anti-Ttk Per Wb, If/Icc, Elisa - P33981

Numero articolo: CM0024033



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TTK (MPS1) per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva TTK umano, di topo e di ratto; bersaglia la chinasi del punto di controllo dell'assemblaggio del fuso mitotico. Ideale per studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTK Rabbit pAb
Note/Alias	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7272
ID gene	7272
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 536-789 di TTK umano (NP_003309.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P33981
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio