

Anticorpo Policlonale Anti-Ttll12 Per Wb Ed Elisa - Q14166

Numero articolo: CM0023234

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TTLL12 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. TTLL12 è un regolatore delle modificazioni post-traduzionali della tubulina, della mitosi, della stabilità cromosomica e dell'immunità antivirale innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TTLL12 pAb di Coniglio
Note/Alias	dj526i14.2; TTLL12
Specie	Umana
ID Gene	23170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 485-644 di TTLL12 umano (NP_055955.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q14166
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio