


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ttr Per Wb, Elisa - P02766

Numero articolo: CM0011584



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-TTR convalidato per WB e ELISA. Prende di mira la transtiretina umana (P02766), un trasportatore di ormoni tiroidei. Ideale per studiare l'amiloidosi e i meccanismi di trasporto ormonale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTR Rabbit mAb
Note/Alias	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7276
GeneID	7276
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 68-147 della TTR umana (P02766).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02766
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio