

## Anticorpo Policlonale Anti-Tubb8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Numero articolo: CM0014992

### introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro TUBB8 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio dell'assemblaggio del fuso meiotico e della maturazione degli ovociti nella ricerca di biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TUBB8 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Note/alias          | OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                              |
| ID del gene (umano) | 347688                                                                                                             |
| ID del gene         | 347688                                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 344-444 di TUBB8 umano (NP_817124.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                              |
| SWISS               | Q3ZCM7                                                                                                             |
| Peso della proteina | 50 kDa                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                             |