

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tubb8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Numero articolo: CM0030550

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TUBB8 umano, che bersaglia gli aa 350-444. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli e la maturazione degli ovociti. Reagisce in modo crociato con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TUBB8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Specie	Umana
ID genico (Umano)	347688
ID genico	347688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-444 di TUBB8 umano (NP_817124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	Q3ZCM7
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio