

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tubgcp3 Per Wb, Elisa - Q96Cw5

Numero articolo: CM0029740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il componente 3 del complesso della gamma-tubulina (TUBGCP3/GCP3), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sul centrosoma e sulla nucleazione dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TUBGCP3 Rabbit pAb
Note/Alias	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10426
ID Gene	10426
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di TUBGCP3 umano (NP_001273207.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96CW5
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio