

Anticorpo Policlonale Anti-Tubgcp5 Per Wb, Elisa - Q96Rt8

Numero articolo: CM0020646



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TUBGCP5 (118 kDa) per applicazioni WB ed ELISA. Rileva TUBGCP5 umano e di ratto, un componente chiave del complesso ad anello della gamma-tubulina coinvolto nella nucleazione dei microtubuli. Adatto per la ricerca in biologia del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TUBGCP5 pAb Coniglio
Note/Alias	GCP5; TUBGCP5
Specie	Umano
GeneID (umano)	114791
GeneID	114791
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di TUBGCP5 umano (NP_443135.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Rat
SWISS	Q96RT8
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio