


Anticorpo Policlonale Anti-Tubgcp6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rt7

Numero articolo: CM0018976



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TUBGCP6 (GCP6), una subunità chiave del complesso ad anello della gamma-tubulina. Adatto per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per gli studi sul centrosoma e sulla nucleazione dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TUBGCP6 Rabbit pAb
Note/alias	GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	85378
ID del gene	85378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-900 della TUBGCP6 umana (NP_065194.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96RT7
Peso della proteina	200 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante