

Anticorpo Monoclonale Anti-Tubulin Beta-1 Chain Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4B7

Numero articolo: CM0002060

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Tubulin beta-1 chain per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la Tubulina beta-1 catena umana, presenta reattività crociata con topo, ratto, mucca, cane e scimmia. Adatto per studi sulla struttura e la funzione dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Tubulin beta-1 chain Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MACTHC1; Tubulin beta-1 chain
Specie	Umana
ID gene (Umano)	81027
ID gene	81027
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 352-451 della Tubulina beta-1 catena umana (Q9H4B7).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Mucca, Cane, Scimmia
SWISS	Q9H4B7
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio