


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tufm Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49411

Numero articolo: CM0025723



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro TUFM umano (EF-TuMT), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideale per la ricerca sulla traduzione mitocondriale, autofagia e immunità innata. Reagisce con il topo e il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TUFM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7284
GeneID	7284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 186-455 di TUFM umano (NP_003312.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P49411
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio