


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tug/Aspscr1 Per Wb Ed Elisa - Q9Bze9

Numero articolo: CM0003903



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TUG/ASPSCR1 di CamelBio, validato per Western Blot ed ELISA. Rileva TUG/ASPSCR1 umano e murino, una proteina di ancoraggio GLUT4 a ~60kDa. Ideale per ricerche sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TUG/ASPSCR1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TUG; ASPL; ASPs; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1; TUG/ASPSCR1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79058
ID Gene	79058
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del TUG/ASPSCR1 umano (Q9BZE9).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BZE9
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio