

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tulp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46686

Numero articolo: CM0020247

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Tulp2 murino (proteina 2 correlata a Tubby). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla retina e sui testicoli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Tulp2 pAb di coniglio
Note/Alias	Pdet, Tulp2
Specie	Topo
ID genico (umano)	7288
ID genico	56734
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-305 di Tulp2 murino (NP_032833.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P46686
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante