


## Anticorpo Policlonale Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Per Wb - Q9Np84

Numero articolo: CM0013660



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TWEAKR/Fn14/CD266 umano (TNFRSF12A). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Immunogeno ricombinante; 14 kDa; reattivo con l'uomo. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio TWEAKR/Fn14/CD266                                                                                                        |
| Note/alias          | FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                                    |
| GeneID (umano)      | 51330                                                                                                                                    |
| GeneID              | 51330                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-129 di TWEAKR/Fn14/CD266 umano (NP_057723.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q9NP84                                                                                                                                   |
| Peso della proteina | 14 kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                       |