


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Per Wb, Elisa - Q9Np84

Numero articolo: CM0010392



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che mira a TWEAKR/Fn14/CD266 umano (TNFRSF12A), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Immunogeno ricombinante dagli amminoacidi 50-129. Riconosce una proteina di 14kDa. Adatto per studi su apoptosi, angiogenesi e adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | TWEAKR/Fn14/CD266 Rabbit mAb                                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias    | FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266                                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)        | 51330                                                                                                                                           |
| GeneID                | 51330                                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-129 di TWEAKR/Fn14/CD266 umano (Q9NP84)) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse                                                                                                                                    |
| SWISS                 | Q9NP84                                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 14kDa                                                                                                                                           |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                              |