

Anticorpo Policlonale Anti-Twf1 Per Wb, Elisa - Q12792

Numero articolo: CM0017720



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TWF1 umano (Twintilin-1/A6/PTK9). Validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo. Ideale per la ricerca sulla dinamica dell'actina e sull'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	TWF1 Rabbit pAb
Note/Alias	A6, PTK9, TWF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5756
ID Gene	5756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-350 di TWF1 umano (NP_002813.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q12792
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio