


Anticorpo Policlonale Anti-Twf2 Per Wb, Elisa - Q6lbs0

Numero articolo: CM0026428



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro twinfilin-2 (TWF2), convalidato per Western blotting e ELISA. Reagisce con uomo e topo. È coinvolto nella dinamica dell'actina e nell'endocitosi. Adatto per la ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TWF2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	11344
ID Gene	11344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 della TWF2 umana (NP_009215.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q6IBS0
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio